



MINIKIT SLIDE

Tamponi per la determinazione della CBT

CARATTERISTICHE

Test ad immersione, pratico e funzionale, per il controllo microbiologico delle superfici di lavoro, degli ambienti di produzione e trasformazione alimentare.

La carica batterica totale con il test **MINIKIT** può essere determinata quando occorre, senza la necessità di preparazioni preliminari e con sicurezza in quanto la migliorata stabilità del test ne prolunga notevolmente la vita utile.

Il **MINIKIT** è costituito da uno slide di plastica le cui due facce, da 10 cm² cadauna, sono ricoperte da terreno agarizzato di caratteristiche differenti.

Lato bianco: per determinare la Carica batterica totale in UFC (Unità Formanti Colonie)

Lato rosso: per determinare le enterobatteriacee.

Per facilitare il trasporto, viene inserito un contenitore sterile da aprire solo qualche istante prima dell'utilizzo.

MODALITA' D'USO




TABELLA COMPARATIVA

